

**BOMBA PARA INFUSION
MARCA QUIRURCOL
MODELO B-2008-II
FICHA TECNICA**

EQUIPO DE FABRICACION NACIONAL, CUENTA CON STOCK DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO.

- 105 A 110 V
- 580 CC POR MINUTO
- PERISTALTICA CON 3 RODILLOS
- SWICH DE ENCENDIDO PERMANENTE
- PEDAL
- VENTILADOR
- MANGO PARA CONECTAR A LA AGUJA
- MANGO CON PUNTA PARA CONECTAR A LA BOLSA
- SOPORTE PARA LA BOLSA DE LIQUIDO
- MANGUERA DE SILICONA GRADO MEDICO DE 3 METROS ESTERILIZABLE
- AUTOCLAVE TIEMPO GUANTE
- COLOR AZUL- BEIGE
- GARANTIA DE 6 MESES.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ES UN EQUIPO DE FACIL MANIPULACION, UNICAMENTE SE NECESITA ESTERILIZAR LOS MANGOS Y LA MANGUERA, CONECTARLO DIRECTAMENTE O ACCIONANDOLO A TRAVES DEL PEDAL.



Carrera 71 F Nº 6D - 60 Telefax: 4819169
Celular: 315 3391650 Beeper: 3130800 cod. 3132
E-mail: quirurcol@latinmail.com www.quirurcol.com
BOGOTA, D.C - COLOMBIA

Quirurcol 
Industria Quirúrgica Colombiana

EQUIPO PARA LIPOSUCCION MARCA QUIRURCOL MODELO BI – 2008- II FICHA TECNICA

EQUIPO DE FABRICACION NACIONAL, CUENTA CON STOCK DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO.

- 105 A 110 V
- VACUOMETRO DE 0 A 30 PULGADAS, A 76 CMS DE MERCURIO
- 2 FRASCOS DE RECOLECCION DE 1000 CC
- 1 FRASCO TRAMPA DE 250 CC
- LLAVE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR
- FUSIBLE CONTROLADOR DEL VOLTAJE
- VENTILADOR
- FILTRO
- MANIJA EN LA PARTE SUPERIOR PARA TRANSPORTE
- TUBO DE TRANSPORTE
- RUEDAS EN LA PARTE SUPERIOR
- TOPES DE FRENO EN LA PARTE ANTERIOR
- PESO 19 KGS APROXIMADAMENTE
- COLOR AZUL- BEIGE
- GARANTIA 6 MESES
- PEDAL

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PRESION A NIVEL DE BOGOTA 2660 METROS 7.3 %33, DE UNA ATMOSFERA. RENDIMIENTO DEL EQUIPO A ESTE NIVEL ES DE 96% EN CENTIMETROS DE MERCURIO 58 Y EN PULGADAS DE VACIO 21.5 APROXIMADAMENTE EL EQUIPO SE ENTREGA CON 2.50 METROS DE MANGUERA SILICONA GRADO MEDICO ESTERILIZABLE EN AUTO CABLE TIEMPO GUANTE.



Camera 71 F N° 6D - 60 Telefax: 4819169
Celular: 315 3391650 Beeper: 3130800 cod. 3132
E-mail: quirurcol@latinmail.com www.quirurcol.com
BOGOTA, D.C - COLOMBIA

Quirurcol 
Industria Quirúrgica Colombiana

**EQUIPO PARA LIPOSUCCION MARCA QUIRURCOL
TIPO BIOSEGURIDAD
FICHA TECNICA
MODELO B2-2007**

EQUIPO DE FABRICACION NACIONAL CUENTA CON STOCK DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL.

- 105 A 110 V.
- VACUOMETRO DE 0 A 30 PULGADAS, 0 A 76cms DE MERCURIO
- SOPORTE PARA CANISTER
- CANISTER CON CAPACIDAD DE 1900ml, INCLUYE BOLSA PARA RECOLECCION.
- LLAVE DE VALVULA PARA DESCOMPRESIONAR EL MOTOR
- FUSIBLE CONTROLADOR DE VOLTAJE.
- VENTILADOR.
- FILTRO.
- MANIJA EN LA PARTE SUPERIOR PARA TRANSPORTE.
- RUEDAS CON FRENO
- PESO 19kg.
- COLOR AZUL / BEIGE
- 2.50mt DE MANGUERA SILICONA GRADO MEDICO
- GARANTÍA DE 6 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRESION A NIVEL DE BOGOTA 2660 METROS 73 %33, DE UNA ATMOSFERA. RENDIMIENTO DEL EQUIPO A ESTE NIVEL ES DE 96% EN CENTIMETROS DE MERCURIO 5.8 Y EN PULGADAS DE VACIO 21.5 APROXIMADAMENTE EL EQUIPO SE ENTREGA CON 2.50 METROS DE MANGUERA SILICONA GRADO MEDICO ESTERILIZABLE EN AUTOCABLE TIEMPO GUANTE.

Camera 71 F Nº 6D - 60 Telefax: 4819169
Celular: 315 3391650 Beeper: 3130800 cod. 3132
E-mail: quirurcol@latinmail.com www.quirurcol.com
BOGOTA, D.C - COLOMBIA



FICHA TECNICA PARA BOLSA DE BIOSEGURIDAD

CONTENEDOR (CANISTER) PARA BOLSA DE DRENAJE CAPACIDAD DE 1900ml, CON FILTRO PROTECTOR DE VACIO.

BOLSA DESECHABLE DE CIERRE AUTOMATICO INCORPORADO A LA TAPA.

LA VALVULA DE CIERRE PERMITE EL PASO NORMAL DEL AIRE PERO AL CONTACTO CON LIQUIDOS SUS PARTICULAS DE POLIMERO SE CIERRAN EVITANDO LA ENTRADA DE LIQUIDOS EN LAS LINEAS DE VACIO.

EL SISTEMA DE ASPIRACION CONSIGUE QUE LA BOLSA NO SE LLENE COMPLETAMENTE DEJANDO UNA CAMARA DE AIRE DE MAS O MENOS 3cms. DE ALTURA.

ASI EL CAMBIO DE LAS BOLSAS UTILIZADAS SE REALIZA SIN NINGUN RIESGO DE CONTACTO CON LOS LIQUIDOS ASPIRADOS.

LA SEGURIDAD ES MAXIMA Y QUEDA GARANTIZADO LA NO CONTAMINACION DEL ENTORNO.

EL SISTEMA DE CERRADO PROTEJE TANTO EL PACIENTE COMA AL PERSONAL HOSPITALARIO, EVITA ESPECIALMENTE LA MANIPULACIÓN DE LOS FRASCOS REUTILIZABLES PROTEGIENDO DE ESTA FORMA EL PACIENTE DE LOS RIESGOS DE INFECCION QUE SE PUEDAN OCACIONAR EN SU TRASLADO, VACIADO Y LIMPIEZA, PARA OBTENER UN OPTIMO RENDIMIENTO, SE ACONSEJA SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Camera 71 F Nº 6D - 60 Telefax: 4819169
Celular: 315 3391650 Beeper: 3130800 cod. 3132
E-mail: quirurcol@latinmail.com www.quirurcol.com
BOGOTA, D.C - COLOMBIA

